


Anticorpo Monoclonal Anti-Receptor II De Tgf Beta Para Wb - P37173

Número do item: CM0003567



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o receptor II de TGF beta humano, validado para Western blot e ELISA. Ideal para pesquisa na via de sinalização TGF-beta e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Receptor II de TGF beta mAb de Coelho
Observações/Apelido	AAT3; FAA3; LDS2; MFS2; RIIC; LDS1B; LDS2B; TAAD2; TBRII; TBR-ii; TGFR-2; tbetaR-II; TGFbeta-RII; Receptor II de TGF beta (TGFB2)
Espécie	Humano
ID do Gene	7048
Imunogénio	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-130 do receptor II de TGF beta humano (TGFB2) (P37173))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P37173
Peso Proteico	65kDa/67kDa/9kDa
Envio	Saco de gelo