


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tgf Beta Receptor Ii (Tgfbr2) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P37173

Número do item: CM0014594



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao receptor de TGF-beta tipo 2 humano (TGFB2, P37173). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de TGF-beta em oncologia e fibrose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-TGF beta Receptor II
Observações/Apelido	AAT3; FAA3; LDS2; MFS2; RIIC; LDS1B; LDS2B; TAAD2; TBR1; TBR-ii; TGFR-2; tbetaR-II; TGFbeta-R11; TGF beta Receptor II (TGFB2)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7048
GeneID	7048
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-280 do receptor de TGF beta II humano (TGFB2) (NP_003233.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P37173
Peso Proteico	65kDa
Envio	Saco de gelo