

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tgfa Para Wb, Elisa - P01135

Número do item: CM0013185



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TGFA humana, validado para WB e ELISA. Reconhece TGFA humana e de camundongo; adequado para estudos de sinalização de EGFR e proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TGFA Rabbit pAb
Observações/Alias	TFGA; TGFA
Espécie	Humana
ID do Gene	7039
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-98 da TGFA humana (NP_001093161.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P01135
Peso Proteico	17kDa
Envio	Bolsa de gelo