

Anticorpo Policlonal Anti-Tgfb1I1 Para Wb, Elisa - 043294

Número do item: CM0029691

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao TGFB1I1 (HIC5/ARA55) para aplicações de Western Blot e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e rato; detecta uma proteína de ~50kDa. Ideal para pesquisa de sinalização celular e adesão focal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	TGFB1I1 Rabbit pAb
Observações/Apeliido	HIC5, ARA55, HIC-5, TSC-5, TGFB1I1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7041
GeneID	7041
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-220 do TGFB1I1 humano (NP_001035919.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43294
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco de gelo