

Anti-Tgfb2 Rabbit Polyclonal Antibody Para Wb E Elisa - P61812

Número do item: CM0030601



Introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho TGFB2 validado para WB e ELISA em humano, camundongo, rato. Imunógeno recombinante direcionado aos aminoácidos 20-160. Ideal para pesquisas sobre sinalização TGF-beta-2 e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TGFB2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LDS4; G-TSF; TGF-beta2; TGFB2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7042
GeneID	7042
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-160 do TGFB2 humano (NP_001129071.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61812
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco de gelo