


Anti-Tgfb2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P61812

Número do item: CM0020048



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TGFB2 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Tem como alvo a pró-proteína TGF-beta2, um regulador chave na angiogênese e desenvolvimento cardíaco, ideal para pesquisa de IVD e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TGFB2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LD54; G-TSF; TGF-beta2; TGFB2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7042
ID do Gene	7042
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-160 do TGFB2 humano (NP_001129071.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P61812
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco de gelo