


Anticorpo Policlonal Anti-Tgfb3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P10600

Número do item: CM0026578



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TGFB3, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com TGFB3 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar sinalização TGF- β , embriogênese e diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TGFB3 pAb Coelho
Observações/Apelido	ARVD; LDS5; RNHF; ARVD1; TGF-beta3; TGFB3
Espécie	Humano
ID do Gene	7043
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-300 do TGFB3 humano (NP_003230.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10600
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo