


## Anticorpo Monoclonal Anti-Tgfb1 (Bigh3) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15582

Número do item: CM0006405



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao TGFBI (proteína ig-h3 induzida pelo fator de crescimento transformador beta), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisas sobre adesão celular, distrofia corneana e matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | TGF beta induzido (TGFBI) Rabbit mAb                                                                              |
| Observações/Apelido | CSD; CDB1; CDG2; CSD1; CSD2; CSD3; EBMD; LCD1; BIGH3; CDGG1; TGF beta induzido (TGFBI)                            |
| Espécie             | Humano                                                                                                            |
| GeneID (humano)     | 7045                                                                                                              |
| GeneID              | 7045                                                                                                              |
| Imunógeno           | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 550-650 do TGFBI humano (NP_000349.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                            |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                          |
| SWISS               | Q15582                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 74KDa                                                                                                             |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                      |