


Anticorpo Policlonal Anti-Tgfb1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15582

Número do item: CM0029759



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TGFBI (BIGH3) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta TGFBI humano, de camundongo e de rato. Útil para estudar adesão celular, matriz extracelular e distrofias corneanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	TGF beta induzido (TGFB1) pAb de Coelho
Observações/Apelido	CSD; CDB1; CDG2; CSD1; CSD2; CSD3; EBMD; LCD1; BIGH3; CDGG1; TGF beta induzido (TGFB1)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7045
ID do Gene	7045
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 550-650 do TGF beta induzido humano (TGFB1) (NP_000349.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15582
Peso Proteico	75kDa
Envio	Saco de gelo