


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tgfb1 (Tgf Beta Induced) Para Wb, Elisa - Q15582

Número do item: CM0004300



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao TGFBI humano (TGF beta induced) para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Fundamental para pesquisas de adesão celular e distrofia corneana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TGF beta induced (TGFBI) mAb de Coelho
Observações/Apelidos	CSD; CDB1; CDG2; CSD1; CSD2; CSD3; EBMD; LCD1; BIGH3; CDGG1; TGF beta induced (TGFBI)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7045
ID do Gene	7045
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 550-650 do TGF beta induced (TGFBI) humano (NP_000349.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15582
Peso da Proteína	75 kDa
Transporte	Bolsa de gelo