

Anticorpo Policlonais Anti-Tgif1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15583

Número do item: CM0019902



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a TGIF1 humano (SWISS: Q15583). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Útil para estudos de regulação da transcrição e desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TGIF1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HPE4; TGIF; TGIF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7050
GeneID	7050
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-340 do TGIF1 humano (NP_733796.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15583
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo