


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tgm1 Para Wb, Elisa - P22735

Número do item: CM0018521



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TGM1 humano (transglutaminase-1) para WB e ELISA. Detecta TGM1 de humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de cornificação epidérmica, reticulação de proteínas e função de barreira da pele.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TGM1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LI; KTG; LI1; TGK; ICR2; ARCI1; TGASE; TGM1
Espécie	Humano
ID do Gene	7051
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-280 do TGM1 humano (NP_000350.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22735
Peso da Proteína	90kDa
Envio	Saco com gelo