

Anticorpo Policlonais Anti-Tgm3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q08188

Número do item: CM0026877



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TGM3 humano (Transglutaminase 3). Adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta a proteína TGM3 endógena (~77 kDa). Reage cruzadamente com TGM3 humano e de camundongo. Ideal para estudos de cornificação e biologia da pele.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TGM3 Rabbit pAb
Observações/Alias	TGE; UHS2; TGM3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7053
ID do Gene	7053
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 da TGM3 humana (NP_003236.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q08188
Peso da Proteína	77kDa
Transporte	Saco de gelo