

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tgm3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q08188

Número do item: CM0021739



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra TGM3 humano (transglutaminase 3). Validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Ideal para estudos de diferenciação de queratinócitos, formação do envelope cornificado e endurecimento do folículo piloso.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TGM3 pAb de coelho
Observações/Apelidos	TGM3; TGE; UHS2; transglutaminase 3
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	7053
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 291-480 da TGM3 humana (NP_003236.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q08188
Peso da proteína	76 kDa
Transporte	Bolsa de gelo