

Anticorpo Policlonal Anti-Tgm5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 043548

Número do item: CM0026722

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta afinidade contra TGM5 humano (Transglutaminase 5), validado para WB, IHC-P e ELISA. Adequado para pesquisa de reticulação e envelope cornificado em amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TGM5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TGX; PSS2; TGM6; TGMX; TG(X); TGASE5; TGASEX; TGM5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9333
GeneID	9333
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 461-720 do TGM5 humano (NP_963925.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	043548
Peso da Proteína	81kDa
Envio	Saco de gelo