


Anticorpo Monoclonal Anti-Tgn46/Tgoln2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43493

Número do item: CM0003870



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TGN46 humano (TGOLN2), adequado para WB, IHC-P e ELISA. Útil para estudar o tráfego de membranas da rede trans-Golgi e marcadores de organelas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TGN46/TGOLN2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	TGN38; TGN46; TGN48; TGN51; TTN2; hTGN46; hTGN48; hTGN51; TGN46/TGOLN2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10618
ID do Gene	10618
Imunogénio	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do TGN46/TGOLN2 humano (O43493)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O43493
Peso Proteico	46kDa
Envio	Saco de gelo