


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tgn46/Tgoln2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43493

Número do item: CM0019293



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TGN46/TGOLN2 humano, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo uma proteína-chave da rede trans-Golgi envolvida na regulação do tráfego de membranas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TGN46/TGOLN2 pAb de coelho
Observações/Alcunhas	TGN38, TGN46, TGN48, TGN51, TTGN2, hTGN46, hTGN48, hTGN51, TGN46/TGOLN2
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	10618
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 323-423 de TGN46/TGOLN2 humano (NP_006455.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O43493
Peso da proteína	46 kDa
Envio	Bolsa de gelo