

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tgs1 Para Wb E Elisa - Q96Rs0

Número do item: CM0030502



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TGS1 validado para Western blot e ELISA. Reage com TGS1 humano e de camundongo, uma trimetilguanosina sintase envolvida na hipometilação da capa de snRNA e na formação dos corpos de Cajal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TGS1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PIMT; PIPMT; NCOA6IP; TGS1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	96764
GeneID	96764
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 714-853 do TGS1 humano (NP_079107.6)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96RS0
Peso da Proteína	97kDa
Envio	Saco de gelo