


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Thada Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Yhu6

Número do item: CM0025306



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade contra THADA humana (proteína associada ao adenoma da tireoide, GITA/ARMC13). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com humano e camundongo. Ideal para estudar a metilação 2'-O do tRNA e a biologia do adenoma da tireoide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	THADA Rabbit pAb
Observações/Alias	GITA; ARMC13; Trm732; THADA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	63892
ID do Gene	63892
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1684-1953 da THADA humana (NP_071348.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6YHU6
Peso Molecular da Proteína	220kDa
Envio	Bolsa de gelo