

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Thap2 Para Wb, Elisa - Q9H0W7

Número do item: CM0030449



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra THAP2 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. THAP2 é uma proteína de ligação ao DNA com dedo de zinco, com funções na regulação transcricional. Ideal para pesquisa em cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	THAP2 Coelho pAb
Observações/Apelido	THAP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	83591
GeneID	83591
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 83-228 do THAP2 humano (NP_113623.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9H0W7
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo