

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Thap3 Para Wb, Elisa - Q8Wtv1

Número do item: CM0012931

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra THAP3 humano (ID do Gene: 90326), validado para Western blotting e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudar a regulação da transcrição de RRM1 pelo complexo THAP1/THAP3-HCFC1-OGT. Peso: 27 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	THAP3 pAb Coelho
Observações/Apelido	THAP3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	90326
ID do Gene	90326
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-239 do THAP3 humano (NP_001182682.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8WTV1
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Bolsa de Gelo