

Anticorpo Policlonal Anti-Thbs1 Para Ihc-P, Elisa - P07996

Número do item: CM0022722



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-THBS1 validado para IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Tem como alvo a trombospodina-1 de 129kDa, uma glicoproteína adesiva multifuncional envolvida na angiogênese e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	THBS1 Anticorpo pAb de Coelho
Observações/Apelido	TSP; THBS; TSP1; TSP-1; THBS-1; THBS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7057
GeneID	7057
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 da THBS1 humana (NP_003237.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P07996
Peso da Proteína	129kDa
Envio	Saco de gelo