

Anticorpo Policlonal Anti-Thbs1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07996

Número do item: CM0020535



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Trombospondina-1 (THBS1) validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. O imunógeno recombinante corresponde aos aminoácidos 19-352 da THBS1 humana. Ideal para estudos de angiogênese, inflamação e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	THBS1 Anticorpo pAb de Coelho
Observações/Apelido	TSP; THBS; TSP1; TSP-1; THBS-1; THBS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7057
GeneID	7057
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-352 da THBS1 humana (NP_003237.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07996
Peso Proteico	129kDa
Envio	Em saco de gelo