

Anti-Thbs1 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb - P07996

Número do item: CM0010494



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-THBS1 de alta qualidade validado para WB, IP, IHC-P e ELISA. Detecta THBS1 humano, de camundongo e de rato (UniProt P07996). Ideal para pesquisas sobre inflamação, angiogênese e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	THBS1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	TSP; THBS; TSP1; TSP-1; THBS-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7057
GeneID	7057
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 19-34 do THBS1 humano (NP_003237.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07996
Peso da Proteína	129 kDa/120 kDa
Envio	Saco com gelo