

Anticorpo Policlonal Anti-Thbs2 Para Wb, Elisa - P35442

Número do item: CM0030377



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra THBS2 humano (Trombospondina-2). Adequado para aplicações de WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Para estudos de adesão celular e antiangiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	THBS2 pAb de Coelho
Observações / Apelido	TSP2, THBS2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7058
ID do Gene	7058
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-280 do THBS2 humano (NP_003238.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35442
Peso da Proteína	130 kDa
Envio	Saco de gelo