

Anticorpo Policlonal Anti-Themis2 Para Wb, Elisa - Q5Tej8

Número do item: CM0013995

introdução

Anticorpo policlonal de coelho THEMIS2 validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Ideal para pesquisa de resposta inflamatória de macrófagos e ativação de células B.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	THEMIS2 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	ICB1; ICB-1; C1orf38; THEMIS2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9473
GeneID	9473
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do THEMIS2 humano (NP_004839.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5TEJ8
Peso Proteico	72kDa
Envio	Saco de gelo