


Anticorpo Monoclonal Anti-Tioredoxina 1 (Trx1/Txn) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P10599

Número do item: CM0011640



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Tioredoxina 1 humana (Trx1/TXN), validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Envolvido na regulação redox, apoptose e controle da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra a Tioredoxina 1 (Trx1/TXN)
Observações/Apelido	TRX; TRDX; TRX1; Trx80; Tioredoxina 1 (Trx1/TXN)
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	7295
GeneID	7295
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 26-105 da Tioredoxina 1 humana (Trx1/TXN) (P10599).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10599
Peso da Proteína	12 kDa
Envio	Bolsa de gelo