


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tioredoxina 1 (Trx1/Txn) - P10599

Número do item: CM0028863



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à Tioredoxina 1 humana (Trx1/TXN). Validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Adequado para estudos de sinalização redox e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Tioredoxina 1 (Trx1/TXN) pAb de Coelho
Observações/Apelido	TRX; TRDX; TRX1; Trx80; Tioredoxina 1 (Trx1/TXN)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7295
GeneID	7295
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P10599
Peso Proteico	12kDa
Envio	Saco de gelo