


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tioredoxina 2 (Txn2) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99757

Número do item: CM0008902



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Tioredoxina 2 (TXN2) validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Essencial para pesquisa de homeostase de ROS mitocondriais e apoptose. Ideal para desenvolvimento de aplicações de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Tioredoxina 2 (Trx2/TXN2) mAb de Coelho
Observações/Apelido	TXN; MTRX; TRX2; MT-TRX; COXPD29; Tioredoxina 2 (Trx2/TXN2)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	25828
ID do Gene	25828
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 67-166 do TXN2 humano (Q99757)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99757
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo