

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tioredoxina Redutase 2 (Txnrd2) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nnw7

Número do item: CM0029125

introdução

Anticorpo policlonal de coelho baseado em recombinante que visa a tioredoxina redutase 2 (TXNRD2) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano e camundongo. Adequado para estudos de homeostase redox mitocondrial e ROS.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Tioredoxina redutase 2 (TXNRD2) pAb de Coelho
Observações/Apelido	TR, TR3, SELZ, GCCD5, TRXR2, TR-BETA, Tioredoxina redutase 2 (TXNRD2)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10587
GeneID	10587
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-310 da tioredoxina redutase 2 (TXNRD2) humana (NP_006431.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NNW7
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco de gelo