


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tiosulfato Sulfurtransferase (Tst) Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q16762

Número do item: CM0017286



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TST humano (tiosulfato sulfurtransferase/rhodanese), adequado para WB, IHC-P, IP e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de desintoxicação por cianeto e importação mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TST Rabbit pAb
Observações/Alias	RDS, TST
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7263
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-297 da TST humana (NP_003303.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16762
Peso da Proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo