

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Thnsl1 Para Wb E Elisa - Q8lyq7

Número do item: CM0021843

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-THNSL1 validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Útil para pesquisa de treonina sintase tipo 1 em estudos de acetilação e proteômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	THNSL1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TSH1; THNSL1
Espécie	Humano
GeneID	79896
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 534-743 da THNSL1 humana (NP_079114.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IYQ7
Peso Molecular da Proteína	83kDa
Envio	Bolsa de gelo