


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Thoc2 Para Wb E Elisa - Q8Ni27

Número do item: CM0023460



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra THOC2 humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano e camundongo. Adequado para pesquisa de exportação de mRNA e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	THOC2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	THO2, MRX12, MRX35, CXorf3, XLID12, hTREX120, dj506G2.1, THOC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57187
GeneID	57187
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do THOC2 humano (NP_001075019.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8Ni27
Peso Proteico	183kDa
Remessa	Bolsa de Gelo