


Anticorpo Policlonal Anti-Thoc3 Para Wb, Elisa - Q96J01

Número do item: CM0013572



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra THOC3, um componente do complexo TREX envolvido na exportação de mRNA. Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para estudar o processamento de mRNA e mecanismos de exportação nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	THOC3 Coelho pAb
Observações/Apelido	THO3; hTREX45; THOC3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84321
GeneID	84321
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96J01
Peso Proteico	39kDa
Envio	Em saco de gelo