


Anticorpo Policlonal Anti-Thoc4/Allyref Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86V81

Número do item: CM0030835



introdução

THOC4/ALYREF Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de exportação de mRNA e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	THOC4/ALYREF Rabbit pAb
Observações/Apelido	ALY; BEF; REF; THOC4; ALY/REF; THOC4/ALYREF
Espécie	Humano
ID do Gene	10189
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do THOC4/ALYREF humano (NP_005773.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86V81
Peso Proteico	27kDa
Envio	Em bolsa de gelo