


Anticorpo Policlonal Anti-Thoc6 Para Wb - Q86W42

Número do item: CM0019183



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra THOC6 humano (WDR58/fSAP35) para Western blot e ELISA. Validado em amostras humanas e de camundongo. Adequado para pesquisas sobre processamento de mRNA e exportação nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	THOC6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	WDR58, fSAP35, MMRFCGU, THOC6
Espécie	Humano
ID do Gene	79228
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do THOC6 humano (NP_077315.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q86W42
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo