


Anticorpo Policlonal Anti-Thoc7 Para Wb, Elisa - Q6I9Y2

Número do item: CM0017650



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra THOC7, adequado para Western blot e ELISA. Validado em humano, rato e camundongo. Ideal para estudar a exportação de mRNA e a função do complexo TREX.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	THOC7 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	fSAP24; hTREX30; NIF3L1BP1; THOC7
Espécie	Humano
ID do Gene	80145
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6I9Y2
Peso Proteico	24kDa
Envio	Em saco de gelo