


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Thop1 Para Wb, Elisa - P52888

Número do item: CM0030867



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra THOP1 humano, validado para WB e ELISA; reage com humano, camundongo, rato; detecta oligopeptidase thimet de 79kDa envolvida no metabolismo de neuropeptídeos e degradação da beta-amiloide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	THOP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TOP; MP78; EP24.15; MEPD_HUMAN; THOP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7064
ID do Gene	7064
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do THOP1 humano (NP_003240.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52888
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Saco de gelo