


Anticorpo Policlonal Anti-Thpo Para Wb, Elisa - P40225

Número do item: CM0019673



introdução

O THPO Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA, que reconhece THPO humano, de camundongo e de rato. Detecta uma proteína de ~38 kDa; ideal para o estudo da trombopoiese, regulação de plaquetas e desenvolvimento de megacariócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	THPO Rabbit pAb
Observações/Alias	ML; TPO; MGDF; MKCSF; MPLLG; THCYT1; THPO
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7066
GeneID	7066
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-349 da THPO humana (NP_001171068.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40225
Peso da Proteína	38 kDa
Envio	Bolsa de gelo