

Anticorpo Policlonais Anti-Thra Para Wb, Ihc-P, Elisa - P10827

Número do item: CM0030230



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra THRA (Receptor alfa do hormônio tireoidiano), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de transcrição de receptores nucleares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	THRA pAb de coelho
Observações/Apelidos	AR7; EAR7; ERBA; CHNG6; ERBA1; NR1A1; THRA1; THRA2; c-erbA; ERB-T-1; TRalpha; THRalpha; TRalpha1; TRalpha2; c-ERBA-1; THRalpha1; THRalpha2; THRA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7067
GeneID	7067
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10827
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Bolsa de gelo