

Anticorpo Policlonal Anti-Thrap3 Para Wb - Q9Y2W1

Número do item: CM0029955

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra THRAP3 (TRAP150), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, rato, rato. Ideal para estudar splicing de pré-mRNA, degradação de mRNA e regulação do relógio circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	THRAP3 Coelho pAb
Observações/Apelido	BCLAF2, TRAP150, THRAP3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9967
ID do Gene	9967
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 340-500 do THRAP3 humano (NP_005110.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9Y2W1
Peso Proteico	109kDa
Envio	Saco de gelo