

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tromboxano Sintase Para Wb E Elisa - P24557

Número do item: CM0008345



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Tromboxano sintase humana (TXAS/CYP5A1) validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com rato. Ideal para estudos de sinalização de tromboxano e função plaquetária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho contra Tromboxano sintase
Observações/Apelido	TS; TXS; CYP5; THAS; TXAS; CYP5A1; GHOSAL; BDPLT14; Tromboxano sintase
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6916
GeneID	6916
Imunogénio	Péptido Sintético / Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Tromboxano sintase humana (P24557)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P24557
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de gelo