

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tromboxano Sintase Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24557

Número do item: CM0023216

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra Tromboxano Sintase (P24557) validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Adequado para estudar síntese de tromboxano A2, agregação plaquetária e vasoconstrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho contra Tromboxano sintase
Observações/Apelido	TS; TXS; CYP5; THAS; TXAS; CYP5A1; GHOSAL; BDPLT14; Tromboxano sintase
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6916
GeneID	6916
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 355-534 da Tromboxano sintase humana (NP_001052.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24557
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de gelo