

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Thrsp Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92748

Número do item: CM0029423

introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho THRSP para WB, IF/ICC, ELISA detecta a proteína hepática induzível pelo hormônio tireoidiano. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ferramenta essencial para pesquisas em lipogênese e transcrição. Q92748.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	THRSP Rabbit pAb
Observações/Alias	S14; Lpgp; THRP; LPGP1; SPOT14; THRSP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7069
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-146 da THRSP humana (NP_003242.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92748
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Bolsa de gelo