


Anticorpo Policlonal Anti-Timidina Quinase 1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04183

Número do item: CM0026729



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-Timidina Quinase 1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA com reatividade em humano, rato, camundongo. A timidina quinase 1 é uma enzima regulada pelo ciclo celular essencial para o metabolismo de nucleotídeos e ativação de pró-fármacos. Adequado para pesquisa em câncer e proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho contra Timidina Quinase 1
Observações/Apelido	TK2; Timidina Quinase 1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7083
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 15-194 da Timidina Quinase 1 humana (NP_003249.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04183
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de Gelo