


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Timidina Cinase 1 (Tk1) Para Wb E Elisa - P04183

Número do item: CM0002438



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a Timidina Cinase 1 (TK1) humana, validado para WB e ELISA. Útil para estudar o metabolismo de nucleotídeos, o ciclo celular e a síntese de DNA. Reconhece uma enzima citosólica com um peso molecular previsto de 25 kDa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Timidina Cinase 1 mAb de Coelho                                                                                                            |
| Observações/Apelido | TK2; Timidina Cinase 1                                                                                                                     |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                     |
| ID do Gene (Humano) | 7083                                                                                                                                       |
| ID do Gene          | 7083                                                                                                                                       |
| Imunogénio          | Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Timidina Cinase 1 humana (P04183). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                                     |
| SWISS               | P04183                                                                                                                                     |
| Peso da Proteína    | 25kDa                                                                                                                                      |
| Envio               |                                                                                                                                            |