

Anticorpo Policlonal Anti-Timidilato Sintase (Tysy), Validado Por Ko - P04818

Número do item: CM0024110



introdução

A CamelBio oferece anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a timidilato sintase humana (TYSY). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo de nucleotídeos e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] TYSY Rabbit pAb
Observações/Apêndices	TS; TMS; DKCD; HST422; SY
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7298
GeneID	7298
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-313 da TYSY humana (NP_001062.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04818
Peso Proteico	36kDa
Envio	Em saco de gelo