


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tireoglobulina Para If-P, Ihc-P, Elisa - P01266

Número do item: CM0005071



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho reconhece a tireoglobulina humana (~305 kDa) e é validado para imunofluorescência (IF-P), imunohistoquímica (IHC-P) e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato, sendo adequado para estudos de biossíntese de hormônios tireoidianos e desenvolvimento de testes diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Tireoglobulina Rabbit mAb
Observações/Apelido	TGN; AITD3; Tireoglobulina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7038
GeneID	7038
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1000-1100 da Tireoglobulina humana (P01266)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01266
Peso da Proteína	305kDa
Transporte	Bolsa de gelo