

Anticorpo Monoclonal Anti-Peroxidase Tireoidiana/Tpo Para If-P, Ihc-P, Elisa - P07202

Número do item: CM0009501

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a peroxidase tireoidiana humana (TPO) para IF-P, IHC-P e ELISA. Adequado para o estudo da síntese de hormônios tireoidianos e pesquisas relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Peroxidase tireoidiana/TPO mAb de Coelho
Observações/Apelido	MSA; TPX; TDH2A
Espécie	Humano
GenelD (Humano)	7173
GenelD	7173
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07202
Peso da Proteína	103kDa
Envio	Saco com gelo