

Anticorpo Monoclonal Anti-Hormona Estimulante Da Tireoide (Tsh) Para If, Ihc-P, Ihelisa - P01215/P01222

Número do item: CM0005430



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa as subunidades alfa e beta da Hormona Estimulante da Tireoide (TSH) humana. Adequado para aplicações de IF, IHC-P e ELISA. Ideal para investigação sobre sinalização hormonal e função hipofisária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Hormona Estimulante da Tireoide mAb de Coelho
Observações/Pseudônimo	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHA; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; TSHB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1081/7252
GeneID	1081/7252
Imunogénio	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 27-116 da CGA humana e 21-138 da TSHB humana (NP_000726.1/NP_000540.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01215/P01222
Peso da Proteína	13kDa/16kDa
Envio	Saco de gelo